



Aktív oxigén-bázisú por koncentrátum
felületek és orvostechnikai eszközök
fertőtlenítésére és tisztítására

perform® pro

Amit nyújt:

- nagyon jó anyagkompatibilitás
- széles hatásspektrum (virucid, tuberkulocid, sporocid (*C. difficile*))
- aktív oxigén bázisú

Felhasználási területek

A perform® pro alkalmas felületek és orvostechnikai eszközök fertőtlenítésére. Egy nagyon jól bevált, széles hatásspektrumú és nagyfokú anyagkompatibilitással rendelkező termék továbbfejlesztésével a perform® pro minden kórházi területen alkalmazható. Ezen kívül, a továbbfejlesztés eredményeképpen a termék megfelel az Biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló EU Rendelet jelenlegi követelményeinek.

Alkalmazási paraméterek (~20 °C-on)

Tiszta (előzetesen megtisztított felületen):

Antimikrobiális hatás	Koncentráció	Behatási idő
baktericid / yeasticid / virucid	0,5 % 1 %	60 perc 5 perc
baktericid / yeasticid / virucid / <i>Clostridium difficile</i> spóra inaktíváló hatás	1 %	60 perc
baktericid / yeasticid / virucid / fungicid / mikobaktericid / <i>Clostridium difficile</i> spóra inaktíváló hatás	2%	60 perc
baktericid / yeasticid / virucid / fungicid / mikobaktericid / sporocid (<i>B.subtilis</i> , <i>B.cereus</i> és <i>C.difficile</i>) hatás	3 %	60 perc

Szennyezett felületen

Antimikrobiális hatás	Koncentráció	Behatási idő
baktericid / yeasticid / virucid	1 % 3 %	60 perc 5 perc
baktericid / yeasticid / virucid / mikobaktericid	2 %	60 perc
baktericid / yeasticid / virucid / mikobaktericid / fungicid	3%	60 perc



Termékadatok

Összetétel: 100 g termék aktív hatóanyag tartalma: 49.5 g Pentakálium- bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát).
Tartalmaz: sodium (1- hydroxyethylidene)bisphosphonate, Nátrium-dodecil-szulfát, (+)-borkősav.

Kémiai-fizikai adatok

Szín	fehér
Lobbanáspont	nem alkalmazható
Megjelenés	szilárd szemcsés
pH	ca. 3.0 / 20 g/l / 20 °C / vízben
Sűrűség, dinamika	nem alkalmazható

Speciális ajánlás

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Erős szennyeződés esetén idő előtt cserélje ki a munkaoldatot. A munkaoldat fehérítő hatású lehet bizonyos nagyon érzékeny textilfestékekre. Csak a teljesen kiürített csomagolást hasznosítsa újra. A megmaradt termék a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható. A felhasználás helyén gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. **Kizárólag professzionális használatra.** A termékkel kapcsolatos bármilyen súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságoknak.

Rendelési információ

Termék	Kiszerelés	Cikkszám
perform [®] pro (40 g) tasak	50 / doboz	70003655
perform [®] pro (900 g) doboz	4 / karton	70003658

Környezetvédelmi információ

Schülke a termékeit fejlett, biztonságos és környezetbarát módszerekkel, a gazdasági és fenntarthatósági legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően állítja elő.

További információ

Kérjük. látogassa meg weboldalunkat vagy keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további információra van szüksége.

Vevőszolgálat: telefon: +36 1 350-2107
e-mail: info@allegrokft.hu
weboldal: www.allegrokft.hu



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.

schülke Headquarters
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Germany
Phone +49 40 52100-0
Fax +49 40 52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Használati útmutató

A munkaoldatot mindig frissen, felhasználás előtt kell elkészíteni! A munkaoldat elkészítéséhez töltsen meg a vödört vízzel (max. 30 °C), adja hozzá a terméket és oldja fel:

- 1 tasak (40 g) 8 l vízhez = 0.5% -os oldat
- 2 tasak (80 g) 8 l vízhez = 1%-os oldat

Dobozos kiszerelés használata esetén a megfelelő adagolást a doboz címkéje szerint kell elvégezni. A fedelet használat után szorosan zárja vissza! Az elkészített munkaoldat élettartama 8 óra (25 °C-on) a hatóanyag garantált stabilitása érdekében. Szükség esetén az alkalmazási paraméterektől függően biztosítsa, hogy a fertőtleníttendő felület tiszta- és szennyeződésmentes legyen!

Törles/Felmosás: A felületeket a munkaoldattal átitatott nedves ruhával töröljük át úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd az **előírt behatási idő** letelte után, vízzel öblítsük le. A behatási idő alatt a felületet nedves állapotban kell tartani. (Az oldat felvitelénél ügyeljünk arra, hogy a fertőtlenítőszer a felületet maradéktalanul befedje.)

Áztatás: A fertőtleníttendő tárgyat helyezzük a munkaoldatba úgy, hogy az teljesen ellepje és hagyjuk hatni az előírt behatási ideig. A behatási idő letelte után vegyük ki a munkaoldatból és vízzel alaposan öblítsük le!

Amennyiben a terméket Plexi XT felületre (pl. táblák, kijelzők, védőburkolatok, stb.) alkalmazzák, az ajánlott maximális koncentráció 1%.



1045 Budapest
Berlini utca 47-49.
tel: +36 1 350 2107
e-mail: info@allegrokft.hu
www.allegrokft.hu